

Best Quality - Best Price

MICROS Mikrotom Klingen

Die Grundlage jeder guten Mikroskop-Befundung ist der perfekte Schnitt. **MICROS Austria** bietet für jedes Gewebe perfekt angepasste Klingen und ermöglicht in Ihrem Labor präzise Schnitte und beste Ergebnisse.



MS 200 das Universalgenie

Allrounderin mit speziell gehärteter Klingenschneide und hervorragender Haltbarkeit. Besonders gut für Bänderschnitte, sehr gute Schnittqualität, auch bei sehr dünnen Schnitten.



MS 300 die Beinharte

Extrem scharfe Spezialklinge, besonders zu empfehlen zum Schneiden von Knochengewebe. Eignet sich hervorragend auch für alle anderen Gewebearten sowie für Paraffin- Bänderschnitte.



MS 24 die Eiskönigin

Solide Klinge, geeignet für Hartgewebe, aber auch für Weichgewebe und Knochenbiopsien. Hervorragende Referenzen bei Tierpräparaten sowie für Kryostaten.



MS 33 die Feinfühlige

Ermöglicht extra feine und besonders schöne Schnitte bei allen Gewebearten, auch für Hautproben sehr gut geeignet. Kurze Anschnitzeit, hohe Langlebigkeit.

HP Big Player

High Profile Klinge mit hoher Schnittqualität bei Dauerbelastung. Optimal für den Zuschnitt von Gewebeproben, ohne große Geweblöcke zu deformieren. Kryostat geeignet.



Trimming Knife Avantgardist

Problemlose Abschnitte von hartem Gewebe mit Fasern, weichem oder halbfesten Organen. Ideal für deformationslose Zuschnitte verschiedenster Gewebearten geeignet.

