

**Einstellen-Rührsystem mit externer Steuerung für hochviskose Medien und Volumen bis 1.000 Liter, 2mag**  
**Single Point Stirring System With External Control for High Viscous Media And Capacity Up To 1.000 Liters**



**Technische Daten:**

	<b>MAXdrive</b>	<b>MAXcontrol</b>	<b>FABdrive</b>	<b>FABcontrol</b>
Rührmenge/ Rührstelle:	1 – 250 Liter	–	1–1000 Liter	–
Rührleistung (max.):	60 W	60 W	100 W	100 W
Drehzahlbereich:	100 – 1.200 U/min	100 – 1.200 U/min	100 – 990 U/min	100 – 990 U/min
Beschleunigung:	variabel, 20 – 99 s	variabel, 20 – 99 s	variabel, 20 – 99 s	variabel, 20 – 99 s
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Maße (B×T×H):	260×260×68 mm	200×175×51 mm	180×180×75 mm	200×175×51 mm
Gewicht:	9,8 kg	2,0 kg	4,8 kg	2,0 kg
Schutzart:	IP 65	IP 20	IP 65	IP 20
Betriebspannung:	24 V	100 – 240 V/1,5 A	24 V	100 – 240 V/1,5 A

**2mag MAXdrive**

Sehr kräftiger Magnetrührer, große Stellfläche, bis 250 Liter, sehr kräftige Magnetkopplung, für hochviskose Medien, rühren über Distanzen, für dicke Gefäßböden / Doppelmantelgefäße, ideal für Integration in verfahrenstechnische Anlagen, wartungsfreier Antrieb, Drehzahlbereich 100–1.200 U/min, vergossenes dichtes Edelstahlgehäuse, IP 65, äußerst robuste Konstruktion, leicht zu reinigen, beständig, individuelle Abmessungen auf Anfrage, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.



Artikel	<b>Best.-Nr.</b>
① <b>Einstellen-Rührsystem 2mag MAXdrive</b>	<b>10 18 55001</b>

**Notwendiges Zubehör:**

**2mag MAXcontrol**

Steuergerät für MAXdrive, kräftige 60 Watt Rührleistung, Drehzahlbereich 100–1.200 U/min, variabler SoftStart für unterschiedliche Volumen/Viskositäten, Digitalanzeige, Quick-Stop gegen Nachlaufen und Glasbruch, Edelstahlgehäuse, 3 Jahre Gewährleistung Made in Germany

Artikel	<b>Best.-Nr.</b>
② <b>Steuergerät 2mag MAXcontrol</b>	<b>10 18 59440</b>

**2mag FABdrive**

Technisch identisch wie MAXdrive, jedoch mit kräftigeren Motor/Magnetkopplung, bis 1.000 Liter, platzsparendes Gehäuse für Integration.

Artikel	<b>Best.-Nr.</b>
<b>Einstellen-Rührsystem 2mag FABdrive</b>	<b>10 18 55101</b>

**Notwendiges Zubehör:**

**2mag FABcontrol**

Technisch identisch wie MAXcontrol, jedoch mit 100 Watt, Drehzahlbereich 80–990 U/min, Ist-Drehzahl-Anzeige, Beep-Funktion bei Drehzahlunterschreitung.

Artikel	<b>Best.-Nr.</b>
<b>Steuergerät 2mag FABcontrol</b>	<b>10 18 59442</b>

**Bitte Steuergeräte immer separat bestellen!**

