

Flüssigkeits-Absaugsystem VAS-10, Phoenix Instrument Vacuum Aspiration System VAS-10

Mit dem Absaugsystem VAC-10 lassen sich alle Flüssigkeiten aus den unterschiedlichsten Gefäßen und Vertiefungen absaugen. Die 4-Liter Saugflasche ist autoklavierbar und kann durch die Schnellverschlüsse einfach und sicher vom System getrennt werden. Eine eingebaute Füllstandüberwachung verhindert das Überlaufen der Saugflasche. Der Unterdruck lässt sich bis zu 600 mbar frei einstellen und ermöglicht so eine Anpassung an alle Aufgaben.

Technische Daten:

Einstellbarer Unterdruck:	0 – 600 mbar
Saugvolumen Luft:	15 l/min
Saugvolumen Flüssigkeit:	17 ml/s
Maße B×T×H:	180 × 240 × 450 mm
Gewicht:	3 kg
Spannung:	100-240 VAC – 50/60 Hz
Vakuumflasche:	4 Liter PE, autoklavierbar

Artikel	Best.-Nr.
Flüssigkeits-Absaugsystem VAS-10	10 13 79010

