

Allgebrauchsthermometer mit Sicherheitsummantelung, Ludwig Schneider
General Purpose Thermometer, with Safety Coating



Allgebrauchsthermometer „Made in Germany“ mit umweltfreundlicher Füllung

- Stabform, Kapillare weiß belegt, rund
- Mit Sicherheitsummantelung aus FEP/PTFE
- Mit individueller Seriennummer
- Mit Zertifikat (Konformität & Genauigkeit)

Messbereich °C	Skala °C	Füllung	Gesamtlänge mm	Eintauchtiefe	Best.-Nr.
-35 – +50	1	blau	305	total	10 16 54291
-20 – +110	1	blau	305	total	10 16 54292
-20 – +150	1	blau	305	total	10 16 54293
-10 – +210	1	blau	405	total	10 16 54294
-10 – +110	1	blau	200	total	10 16 54295
-10 – +150	1	blau	200	total	10 16 54296

